




播くだけで細胞が配向する細胞培養基材

セラレイ・ハート

# CellArray-Heart™

35mm ディッシュ



5,000円

→ **無料!**

35mm ディッシュ  
UpCell® 加工



7,000円

→ **無料!**

細胞シートを  
基材から  
取り外すことが  
できます!

96 ウェルプレート



50,000円

→ **12,000円**

特別価格

## 特別モニター募集集中!

「まずは使ってみたい」という方におすすめです。

### 参加方法

- ① 販売店様へモニターをお申込み下さい。
- ② サンプルをお届けします。※
- ③ ご使用後、アンケートにご回答願います。


※ 研究室ごとに、3種類合わせて2枚提供させていただきます。3種類すべてをご希望の場合は各1枚とさせていただきます。

※ 対象は日本国内限定となります。

※ 今回のアンケートにご記入いただいた個人情報を、第三者に提供することは一切ございません。

### CellArray-Heart™ の特長

- ヒトiPS細胞由来心筋細胞が10日間で成熟化
- 微細ストライプ構造により、細胞の配向性を制御
- 成熟化心筋細胞の薬剤応答性を測定可能
- 心筋細胞、骨格筋細胞などの配向性細胞シートが作製可能



- ・ 心筋細胞、筋芽細胞、線維芽細胞で配向性を確認済みですが、細胞の種類や培養条件によっては配向に適さない場合があります。
- ・ 本製品は研究用途に限定して販売しています。研究・開発用途以外で使用された場合の安全性については保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 提示したデータは、お客様の実験結果を保証するものではありません。
- ・ ディッシュの培養面に光学干渉色（虹色模様）が観察されますが、微細構造による構造色であり、細胞培養・顕微鏡観察に影響はありません。顕微鏡下では底面構造のストライプ模様が観察されます。

